

Návod k použití
Atacamit-Wurzelfüllzement
rentgenkontrastní
10 g prášek a 20 ml kapalina k rozmíchání

CE 0482

Obsažené látky v cementovém prášku: ternární oxid vápenatý – křemičitan vápenatý - hlinitan vápenatý-těleso, oxid titaničitý, oxid ceričitý, oxichlorid měďnatý, hexafluorosilikát hořečnatý, polyvinylpyrrolidon.

Obsažené látky v kapalině k rozmíchání: vysoce disperzní hydroxid vápenatý, metylcelulóza, destilovaná voda.

Atacamit-Wurzelfüllzement (prášek) je nutno rozmíchat s přiloženou kapalinou k rozmíchání.

Indikace: Jako definitivní výplňový materiál po každém ošetření kořenových kanálků. Při endodontickém ošetření Depotphosou® s Cupral®em je výplň kořenových kanálků cementem Atacamit-Wurzelfüllzement zakončením celého ošetření.

Charakteristika: Přípravek Atacamit-Wurzelfüllzement je alkalický výplňový cement o nízké pevnosti (snadno opět odstranitelný), který pomalu tvrdne. Při smíchání hydroxidu vápenatého, obsaženého v kapalině k rozmíchání, s cementovým práškem dochází ke vzniku ještě dalšího značného množství hydroxidu vápenatého, a to díky chemické reakci oxidu vápenatého ternárního tělesa s vodou. Během dlouhé doby tuhnutí vykazuje cement alkalické vlastnosti hydroxidu vápenatého i jeho polyvalentní dezinfekční sílu, stejně jako dezinfekční schopnosti oxichloridu měďnatého. Po ztvrdnutí zůstává zachována trvalá dezinfekční síla iontů mědi. Pro bakterie je prostředí cementu nepřijatelné.

Způsob použití: Nejprve protřepete hydroxid vápenatý v kapalině k rozmíchání. Cement důkladně a dlouze míchejte (> 1 min.) kovovou špachtličkou na mísicí podložce, dokud nezíská konzistenci, při které jej lze dobře nabrat např. lentulem pro plnění kořenových kanálků. Díky dlouhé době tuhnutí není časová tíseň.

Vyvarujte se přecpání, jelikož podobně jako v případě hydroxidu vápenatého, může dojít k silným bolestem po aplikaci. Po jejich odeznění však dochází k fyziologické regeneraci.

K fixaci čepů apod. pevnost přípravku Atacamit-Wurzelfüllzement nestačí. Musí být tak daleko odstraněn, aby mohl být čep zacementován fosfátovým cementem..

Díky své nízké pevnosti se dá přípravek Atacamit-Wurzelfüllzement opět snadno odstranit.

Je možno koupit samostatně kapalinu k rozmíchání?

Ano, v nabídce je kapalina k rozmíchání v cenově výhodném 20 ml balení.

Moje kapalina k rozmíchání částečně vyschla, co mohu dělat?

Pokud je přípravek ještě tekutý – tzn. kapalina zcela nevyschla, můžete přidat do lahvičky několik kapek destilované vody. Pokud však kapalina zcela vyschla, není již možno kapalinu k rozmíchání použít. Důležité je, aby byly přidáno opravdu jen několik kapek destilované vody tak, aby v každém případě zůstala v lahvičce bílá, pevná usazenina.

Jak zabráním vysychání kapaliny k rozmíchání?

Abychom zabránili vysychání, je potřeba udržovat v čistotě závit lahvičky. Doporučujeme používat přiloženou pipetu.

Pozor! Tento lékařský produkt může být používán i u těhotných, kojících žen a dětí mladších 6 let, ale v těchto případech je třeba se poradit s ošetřujícím lékařem!

Kontraindikace a nežádoucí účinky: žádné.

Zabraňte kontaktu s očima!

Důkladně uzavřít lahvičku!

Doba použitelnosti: uvedena na obalu.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí expirační doby. Je třeba zajistit odpovídající likvidaci odpadu. Mohou být přinesena jen zcela vyprázdněná balení.

HUMANCHEMIE GmbH D-31061 Alfeld Tel. +49 (0) 51 81 – 2 46 33
Fax +49 (0) 51 81 – 8 12 26
www.humanchemie.de